

Entretien de l'implant

- Si vous entretenez correctement votre nouveau PiezoImplant, vous le conserverez pendant le reste de votre vie.
- Immédiatement après l'acte chirurgical, veillez à ne pas perturber le processus de cicatrisation du site opératoire. Mangez des aliments mous pendant les quelques semaines nécessaires à la cicatrisation de la plaie et reposez-vous davantage.
- Protégez la santé de votre implant en adoptant une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Dans la mesure du possible, brossez-les après chaque repas.
- Évitez de fumer, car cela pourrait ralentir le processus de cicatrisation et détériorer la qualité de l'os.
- Demandez des conseils supplémentaires en matière d'entretien de votre implant à votre dentiste et prenez régulièrement rendez-vous pour des contrôles et des séances de nettoyage.

Informations de sécurité relatives aux IRM

Des essais non cliniques ont démontré que le Rex PiezoImplant est RM conditionnel. Cela signifie que vous pouvez être soumis en toute sécurité à un examen dans un appareil à RM dans les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 T et de 3 T
- Gradient maximum de champ spatial de 1 700 gauss/cm
- Débit d'absorption spécifique (DAS) moyenné sur tout le corps maximal indiqué par le système RM de 2 W/kg (mode de fonctionnement normal).

Dans les conditions de balayage définies ci-dessus, le Rex PiezoImplant devrait entraîner une élévation de température maximale inférieure à 2,2 °C après 15 minutes de balayage continu. Lors d'essais non cliniques, l'artefact d'image provoqué par le dispositif s'étend sur environ 16,2 mm à partir du Rex PiezoImplant lorsqu'il est scanné avec une séquence d'impulsions en écho de gradient et un appareil IRM de 3,0 T.



Effets indésirables possibles

Les effets indésirables possibles liés à l'utilisation d'implants dentaires peuvent inclure : échec de l'intégration ; réduction de l'intégration ; déhiscence de la plaie nécessitant une greffe osseuse ; fracture de l'os de la mâchoire ; la perforation des éléments suivants : sinus maxillaire, bord inférieur de la mandibule, parois osseuses labiale et linguale, canal alvéolaire et gencive ; abcès, fistules, suppuration, inflammation, radio-transparence, douleur persistante, réduction de la sensibilité, paresthésie, hyperplasie, réduction osseuse excessive nécessitant une intervention chirurgicale, fracture de l'implant, infections systémiques, lésions nerveuses ou autre endommagement des nerfs et lésions vasculaires ou hémorragies qui peuvent être parfois être graves, en particulier chez les patients suivant un traitement avec des anticoagulants et/ou des antiagrégants.

Veillez signaler immédiatement toute complication, telle que la rupture de l'implant, le descellement ou l'infection, à votre dentiste ainsi qu'à Rex Implants en vous rendant sur la page Contact à l'adresse www.reximplants.com.

Le système PiezoImplant

L'implant PiezoImplant que vous avez reçu est une solution innovante, à la pointe de la technologie, conçue spécifiquement pour la reconstruction orale de crêtes osseuses résiduelles fines. Lors de vos déplacements de par le monde, emmenez avec vous ce passeport qui joue le rôle de dossier de votre traitement

Avant de recevoir tout traitement dentaire complémentaire, y compris l'hygiène buccale, présentez ce passeport à votre dentiste. Nous vous recommandons de choisir un dentiste ayant été spécialement formé pour travailler avec le système PiezoImplant. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour trouver un dentiste possédant cette qualification, veuillez contacter le siège social de Rex Implants.

Le système PiezoImplant se compose d'implants dentaires en alliage de titane (ASTM F136) qui sont placés dans l'os, de vis de protection qui protègent l'implant pendant la cicatrisation et de divers autres éléments grâce auxquels votre dentiste peut vous permettre de retrouver un beau sourire. Demandez à votre dentiste un exemplaire du Manuel chirurgical de Rex Implants afin de comprendre comment ces implants sont placés dans la cavité buccale.



Rex Implants
minimally invasive technology
Système PiezoImplant

Rex Implants, Inc.
850 Michigan Avenue
Columbus OH
43215 États-Unis

www.reximplants.com

Pour : Italiano, Deutsch,
Español, Français
visitez - www.reximplants.com

PR-01 RÉV 2



Dossier de patient relatif à l'implant dentaire

Détails du traitement chirurgical

Veillez joindre l'étiquette patient de l'emballage de l'implant.

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

étiquette de l'implant

numéro de la dent

date

Détails du traitement de restauration

Veillez joindre l'étiquette patient de l'emballage de l'implant.

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

étiquette de la restauration

numéro de la dent

date

Informations sur le patient

Cette carte permet de consigner des informations importantes pour vous et votre dentiste en ce qui concerne votre traitement dentaires. Apportez cette carte à chaque visite de suivi, elle sera un atout supplémentaire pour le succès à long terme de vos implants.

nom : _____

adresse : _____

ville/état : _____

code postal : _____

pays : _____

numéro de téléphone : _____

date initiale de la procédure chirurgicale : _____

informations sur le chirurgien dentiste

informations sur le prothésiste dentaire clinicien