

Cura dell'impianto

- Dedicando le dovute attenzioni al suo nuovo PiezoImplant, durerà per il resto della vita.
- Subito dopo la chirurgia, presti attenzione a non interferire con il processo di guarigione del sito chirurgico. Per qualche settimana, durante la guarigione della ferita, mangi cibi morbidi e stia a riposo.
- Mantenga sano l'impianto praticando una buona igiene orale. Lavi i denti con uno spazzolino a setole morbide appena si alza al mattino e prima di andare a dormire la sera. Se possibile, ripeta dopo ogni pasto.
- Eviti di fumare in quanto il fumo potrebbe rallentare il processo di guarigione e alterare la qualità del tessuto osseo.
- Si rivolga al suo Rivolgetevi al suo dentista per ulteriori consigli per la cura dell'impianto e programmi controlli e sessioni di igiene regolari.

Informazioni di sicurezza MRI

Prove non cliniche hanno dimostrato che gli impianti Rex PiezoImplant sono compatibili con la risonanza magnetica (MR Conditional). Ciò significa che può sottoporsi in tutta sicurezza a una risonanza magnetica a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico di 1,5 T e 3 T
- Gradiente spaziale di campo massimo di 1700 gauss/cm
- Sistema di RM massimo riportato, tasso di assorbimento specifico

medio (SAR) del corpo intero di 2 W/kg (modalità operativa normale). Nelle condizioni di scansione sopra definite, si prevede che il Rex PiezoImplant produca un aumento massimo della temperatura inferiore a 2,2°C dopo 15 minuti di scansione continua. Nei test non clinici, l'artefatto d'immagine causato dal dispositivo si estende per circa 16,2 mm dal Rex PiezoImplant quando sottoposto a una sequenza di imaging gradient echo e a un sistema di risonanza magnetica da 3,0 T.



Potenziali eventi avversi

Tra i potenziali eventi avversi relativi all'uso di impianti dentali possono figurare: mancata integrazione; riduzione dell'integrazione; deiscenza della ferita che richiede l'innesto osseo; frattura dell'osso mascellare; perforazione di: seno mascellare, bordo inferiore della mandibola, pareti ossee labiali e linguali, canale alveolare e gengiva; ascessi, fistole, suppurazione, infiammazione, radiotrasparenza, dolore persistente, riduzione della sensibilità, parestesia, iperplasia, eccessiva riduzione ossea che richiede un intervento chirurgico, frattura dell'impianto, infezioni sistemiche, lesioni nervose o altri danni ai nervi e lesioni vascolari o emorragie, che a volte possono essere gravi soprattutto nei pazienti in trattamento con anticoagulanti e/o antiaggreganti.

In caso di complicazioni come rottura, allentamento o infezione dell'impianto, si rivolga immediatamente al dentista e a Rex Implants visitando la pagina dei contatti su www.reximplants.com.

Il sistema PiezoImplant

Il PiezoImplant che le è stato impiantato è una soluzione innovativa e all'avanguardia progettata specificamente per la ricostruzione orale delle creste ossee residue sottili. Conservi sempre questo passaporto quale registro dei trattamenti ricevuti.

Prima di qualsiasi trattamento dentistico, compresa l'igiene orale, mostri il passaporto al dentista. Le raccomandiamo di rivolgersi sempre a dentisti che abbiano ricevuto una formazione specifica per lavorare con il sistema PiezoImplant. Se le serve un aiuto per localizzare un dentista così qualificato, può rivolgersi direttamente a Rex Implants.

Il sistema PiezoImplant consiste di impianti dentali in lega di titanio (ASTM F136) che vengono posizionati nell'osso, viti di copertura per proteggere l'impianto durante la guarigione e vari altri componenti che consentono al suo dentista di restaurare il sorriso. Per comprendere in che modo questi impianti vengono posizionati nel cavo orale, chieda al vostro dentista una copia del Manuale chirurgico Rex Implants.



Rex Implants
minimally invasive technology
Sistema PiezoImplant

Rex Implants, Inc.
850 Michigan Avenue
Columbus OH
43215, USA

www.reximplants.com

Per: Italiano, Deutsch,
Español, Français
visitate www.reximplants.com

PR-01 REV 2

Dettagli del trattamento chirurgico Applicare l'etichetta del paziente che si trova sulla confezione dell'impianto

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Etichetta impianto

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Etichetta impianto	
Numero dente	Data

Dettagli del trattamento restaurativo Applicare l'etichetta del paziente che si trova sulla confezione dell'impianto

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Etichetta restauro

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Etichetta restauro	
Numero dente	Data

Dettagli del paziente

Questa scheda serve per annotare informazioni importanti sulle cure odontoiatriche per lei e il suo dentista. La porti sempre con lei ad ogni controllo per contribuire alla buona riuscita a lungo termine dell'impianto.

Nome: _____

Indirizzo: _____

Città/stato: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Numero di telefono: _____

Data di inizio della procedura chirurgica:

Informazioni chirurgo dentista	Informazioni protesista
--------------------------------	-------------------------